

より効果的な口腔ケアのために

iP ET-CARE™ 気管内チューブホルダー





図1

特徴

■ユニークなチューブ固定法

気管内チューブおよびNGチューブの固定にテープを使わないため、手袋をしたままでも装着可能。

■独自のスライドシステム

気管内チューブを固定したまま左右にスライドできるため、抜管のリスクを低減しつつ口腔ケアの時間短縮に貢献。(図1)

■抗菌タイプのソフトクッション

抗菌性フォームで感染リスクを低減。またやわらかいクッションのため、唇や顔の皮膚への刺激を軽減し、潰瘍の発生リスクを低減。(図2)



図2

【製品情報】

品番	品名	包装単位
K1578B	DEA口腔ケアキット	36キット/箱
11003	気管内チューブホルダーファストストラップ	5セット/箱

DEA 口腔ケアキット

Kit For Oral Hygiene



製造販売元

代理店

株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460
：FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957
：FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459
：FAX 092-451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

0E200501-0501-01-000-0



株式会社インターメド ジャパン

集中治療領域における VAP予防のための口腔ケア

キット品の
ポイント

- 使い捨てのため、シンクでの交差感染のリスクを排除
- 準備・後片付けの時間短縮・労力削減
- キット化による口腔ケア手技の統一化

キット内容

吸引付き歯ブラシ

- 吸引調節口を指で押さえることでON/OFFの切換えができます
- 吸引調節口から汚染物が飛散しにくい形状です

スポンジブラシ

- 汚れをしっかり絡めとります
- 柄が丈夫で弾力性があり、頬の内側や口蓋部も清掃しやすいです


ハイジコル マウスウォッシュ

- ブラッシング時に使用します
- 歯や粘膜に付着した歯垢や剥離上皮を取り除きやすくします

ハイジゲル マウスジェル


- 口唇・口腔内の乾燥を防ぎます
- ビタミンE誘導体(保湿剤)として酢酸トコフェロールを配合しています

使用例



集中治療領域の口腔ケアのおはなし

ICUなどで人工呼吸管理下にある患者さんは、経気管挿管や気管切開をされていることが多く、良好な口腔環境を維持することが困難です。口腔環境の悪化は呼吸器感染症のリスクとなるため、口腔ケアは、口腔機能の維持や口臭予防だけでなく呼吸器感染の予防のために行われます。特に人工呼吸器関連肺炎(VAP)は集中治療領域における最も頻度の高い感染症の1つで、VAPの多くは汚染された口腔咽頭の原因菌が、気管チューブの外側から流れ込み肺に侵入することによって発症すると考えられています。よって、VAPの感染予防の1つとして適切な口腔ケアは極めて大切です。



兵庫医科大学
歯科口腔外科学
岸本 裕充 教授