

グリーンスペック
ISO7376規格適合



BritePro Soloは、
LED光源装備のハンドルと
光ファイバー対応の金属製ブレード
から成る完全シングルユースの
ファイバー喉頭鏡です。

●
ハンドルにはナイロン製フィッティング
ブロックが付いており、標準的な
ファイバー喉頭鏡ブレード
に適合します。

BritePro Solo

シングルパシエントユース喉頭鏡システム



一式完備

ブレードとハンドルをセットまたは単品でご提供。
ハンドルは電池完備の状態滅菌済みのパックに入っていますのでパウチから取り出してすぐにお使いいただけます。
オペ室、救急カート、救急現場などに最適です。

信頼性が高い

毎回新品をお使いいただけます。
滅菌状態を損なうことなく、「パウチに入った状態」で点灯テストできます。

安全

滅菌済みの密封パウチ入りの完全シングルユース製品のため、交差感染リスクを低減します。

高性能

表面加工済グリップによって手触りが良く、コントロールしやすく、高輝度ライトによって良好な視野を提供します。

高い操作性

金属製のブレードによってねじれることなく術者の思い通りに操作できます。ブレード基部は高さを抑えているため、門歯の損傷リスクを低減できます。

豊富なラインアップ

マッキントッシュタイプとミラータイプの各サイズをご用意しています。

製品番号	製品名	規格
040-331	ブライプロ ソロ マッキントッシュセット1	96mm
040-332	ブライプロ ソロ マッキントッシュセット2	111mm
040-333	ブライプロ ソロ マッキントッシュセット3	134mm
040-334	ブライプロ ソロ マッキントッシュセット4	150mm

JMDNコード70948009/医療機器届出番号27B1X00002000024

製品番号	製品名	規格
040-340N	ブライプロ ソロ ミラーセット00	65mm
040-340	ブライプロ ソロ ミラーセット0	80mm
040-341	ブライプロ ソロ ミラーセット1	106mm
040-342	ブライプロ ソロ ミラーセット2	154mm

JMDNコード70948009/医療機器届出番号27B1X00002000024

製品番号	製品名	規格
040-711	ブライプロ ソロ マッキントッシュブレード1	96mm
040-712	ブライプロ ソロ マッキントッシュブレード2	111mm
040-713	ブライプロ ソロ マッキントッシュブレード3	134mm
040-714	ブライプロ ソロ マッキントッシュブレード4	150mm

JMDNコード70948009/医療機器届出番号27B1X00002000024

製品番号	製品名	規格
040-720N	ブライプロ ソロ ミラーブレード00	65mm
040-720	ブライプロ ソロ ミラーブレード0	80mm
040-721	ブライプロ ソロ ミラーブレード1	106mm
040-722	ブライプロ ソロ ミラーブレード2	154mm

JMDNコード70948009/医療機器届出番号27B1X00002000024

製品番号	製品名	規格
040-310	ブライプロ ソロ ハンドル	φ30mm

JMDNコード70948009/医療機器届出番号27B1X00002000024

製造販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店:TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465
大阪支店:TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760
福岡支店:TEL092-451-2459・FAX092-451-2419
仙台営業所:TEL022-719-7666・FAX022-719-7654
名古屋営業所:TEL052-741-7124・FAX052-741-7125

代理店

F150522-1507-02-1000