

# Moistprime

モイストプライム  
人工鼻関連製品

## HME & FILTERS



モイストプライム  
人工鼻関連製品ラインアップ

# HME & FILTERS

## 気管切開用 人工鼻



## 人工鼻



品名	エアOT (滅菌)	エアOT プラス (滅菌)	エアロサットミニ (滅菌)	エアロサット1直 (滅菌)	エアロサット1直 ポート付 (滅菌)
品番	301-300101	301-301101	301-000701	301-000101	301-000201
一回換気量 (mL)	>50	>50	15~50	50~600	50~600
死腔量 (mL)	10.5	13.4	3.1	13.2	15.4
水分損失 (mg/L)	11.3 (Vt 500mL)	11.0 (Vt 500mL)	13.0 (Vt 20mL)	8.9 (Vt 250mL)	8.9 (Vt 250mL)
水分出力 (mg/L)	25.8 (Vt 500mL)	26.1 (Vt 500mL)	18.0 (Vt 20mL)	27.8 (Vt 250mL)	27.8 (Vt 250mL)
圧力損失※ 使用前 (cmH <sub>2</sub> O)	0.48 (30LPM) 1.27 (60LPM) 2.50 (90LPM)	0.42 (30LPM) 1.07 (60LPM) 2.18 (90LPM)	0.44 (5LPM) 0.71 (7.5LPM) 1.05 (10LPM)	0.70 (30LPM) 1.97 (60LPM) 3.88 (90LPM)	0.70 (30LPM) 1.97 (60LPM) 3.88 (90LPM)
圧力損失※ 24時間使用後 (cmH <sub>2</sub> O)	0.82 (30LPM) 2.18 (60LPM) 4.10 (90LPM)	1.17 (30LPM) 2.37 (60LPM) 3.40 (90LPM)	1.26 (5LPM) 2.22 (7.5LPM) 2.94 (10LPM)	1.44 (30LPM) 2.98 (60LPM) 4.93 (90LPM)	1.44 (30LPM) 2.98 (60LPM) 4.93 (90LPM)
ろ過効率※ (%)	—	—	—	—	—
重さ (g)	5	7.1	4.1	9.8	11.5
コネクタサイズ 回路側 (mm)	—	—	OD15	OD15	OD15
コネクタサイズ 患者側 (mm)	ID15	ID15	ID15	ID15/OD22	ID15/OD22
滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌
入数 (個/箱)	30	30	30	25	25

※ Test result obtained from Nelson Laboratories

# Moistprime

## フィルタ付人工鼻



## フィルタ



エアロサット Fペディ (滅菌)	エアロサット Fスモール 直 (滅菌)	エアロサット Fスモール 曲 (滅菌)
<b>301-101001</b>	<b>301-102301</b>	<b>301-102401</b>
50~250	150~1000	150~1000
12.2	30.3	31.5
9.1 (Vr 100mL)	7.3 (Vr 500mL)	7.3 (Vr 500mL)
24.4 (Vr 100mL)	30.0 (Vr 500mL)	30.0 (Vr 500mL)
0.70 (10LPM) 0.98 (15LPM) 1.40 (20LPM)	1.78 (30LPM) 4.06 (60LPM) 7.02 (90LPM)	1.78 (30LPM) 4.06 (60LPM) 7.02 (90LPM)
0.95 (10LPM) 1.36 (15LPM) 1.83 (20LPM)	2.48 (30LPM) 5.74 (60LPM) 9.58 (90LPM)	2.48 (30LPM) 5.74 (60LPM) 9.58 (90LPM)
99.9+ <sup>**</sup>	99.9+ <sup>**</sup>	99.9+ <sup>**</sup>
14.5	20.1	21.6
OD15	OD15	OD15
ID15/OD22	ID15/OD22	ID15/OD22
EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌
20	20	20

エアロプロ フィルタ (滅菌)
<b>301-200101</b>
≤1500
46.9
—
—
1.0 (60LPM)
—
99.9+ <sup>**</sup>
29.5
ID22
ID15/OD22
EOG滅菌
20

# モイストプライム ラインアップ

## 気管切開用人工鼻

品番	品名	コネクタサイズ (mm)		EOG滅菌	入数 (個/箱)
		患者側	回路側		
301-300101	エアロT(滅菌)	ID15	OD15	○	30
301-301101	エアロT プラス(滅菌)	ID15	OD15	○	30

販売名:モイストプライム気管切開用人工鼻 認証番号:230ADBZX00031000

### アクセサリ



品名	エアロTホルダ	O2ベント	O2ベントチューブ
品番	301-400102	301-403102	301-403202
滅菌	未滅菌	未滅菌	未滅菌
入数	30個/箱	20個/箱	10本/箱

販売名:モイストプライム気管切開用人工鼻 認証番号:230ADBZX00031000

品名	ソフトタッチチューブホルダ
品番	301-404102
滅菌	未滅菌
入数	10本/箱

認証番号:法第二条第四項適用外

## 人工鼻

品番	品名	コネクタサイズ (mm)		EOG滅菌	入数 (個/箱)
		患者側	回路側		
301-000101	エアロサット1直(滅菌)	ID15/OD22	OD15	○	25
301-000201	エアロサット1直ポート付(滅菌)	ID15/OD22	OD15	○	25
301-000701	エアロサットミニ(滅菌)	ID15	OD15	○	30

販売名:モイストプライム人工鼻 認証番号:230ADBZX00030000

## フィルタ付人工鼻

品番	品名	コネクタサイズ (mm)		EOG滅菌	入数 (個/箱)
		患者側	回路側		
301-102301	エアロサットF スモール直(滅菌)	ID15/OD22	OD15	○	20
301-102401	エアロサットF スモール曲(滅菌)	ID15/OD22	OD15	○	20
301-101001	エアロサットF ペディ(滅菌)	ID15/OD22	OD15	○	20

販売名:モイストプライムフィルタ付人工鼻 認証番号:230ADBZX00032000

## フィルタ

品番	品名	コネクタサイズ (mm)		EOG滅菌	入数 (個/箱)
		患者側	回路側		
301-200101	エアロプロフィルタ(滅菌)	ID15/OD22	ID22	○	20

販売名:モイストプライムフィルタ 認証番号:230ADBZX00033000

製造販売元

代理店



<https://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号北浜MIDビル14階  
TEL (06) 6222-1951 (代)・FAX (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460 (代)・FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957 (代)・FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459 (代)・FAX (092) 451-2419

●ここに掲載した商品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

2012-04-1000-20