

Moistprime

新発売
HEPAフィルタ

エアロプロ ヘパフィルタ (滅菌)



感染
対策

ガスサンプリングポートなしのシンプル設計で呼吸回路の機械側への設置にお勧め

HEPA性能等級


本製品のフィルタは、EN1822-1 : 2009のクラスH14に適合



株式会社 **インターメド** ジャパン

インターメドジャパンが新しく提供する 呼吸回路除菌用フィルタ『エアロプロ ヘパフィルタ』

人工呼吸中の感染対策として求められる基準を満たしたヘパフィルタで、機械的ろ過及び直接遮断によって微生物等をろ過し、交差感染の発生リスクを低減するうえで有効です。



品名	エアロプロ ヘパフィルタ (滅菌)	
品番	301 - 201021	
一回換気量 (mL)	300 - 1200	
ろ過効率※ (%)	99.990+	
重量 (g)	37	
圧力損失 (cmH ₂ O)	1.86 (60 LPM)	
死腔 (mL)	109.8	
入り数	20個/箱	

※ ISO23328-1:2003の試験方法による

販売名：モイストプライムフィルタ
医療機器認証番号：230ADBZX00033000
クラス：Ⅱ

製造販売元

 株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460
：FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957
：FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459
：FAX 092-451-2419



代理店