




DISPOSABLE FACE SHIELD BLAYCO フェイスシールド



株式会社 インターメド ジャパン

製品特長

- 目・鼻・口などの粘膜を保護し、体液やエアロゾル飛沫への接触を低減します
- 軽い素材で圧迫感なく使用できます
- 眼鏡やマスクをつけたままでも使用可能です


保管方法

- 直射日光を避けて保管してください
- 乾燥した場所に保管してください
- 室内温度が5℃～40℃の範囲で保管してください



製品仕様

- シールド：PET (ポリエチレンテレフタレート)
- ヘッドバンド：50%ポリエステル／50%エラスチン
- リベット：アセタール樹脂
- フォーム：ポリウレタン、厚み4cm
- シールドサイズ：幅32.5cm×長さ23cm (詳細右図)
- シングルユース
- 未滅菌品



BLAYCO フェイスシールド

品名	品番	包装単位	定価
BLAYCO フェイスシールド	PF-01	50個/箱	450円/個

法第二条第四項適用外

販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店：TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店：TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店：TEL092-451-2459・FAX092-451-2419

●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

TE201201-1201-01-1000-08