

POCKET AIR®

ポケットエア ポータブルネブライザ



軽くて、とても静かです！

静音設計

動作音は約20dBと小さく
夜間でも気兼ねなく使えます。

軽量・コンパクト

重さは約74g（電池を除く）と軽量で
外出時の持ち運びに便利です。

メッシュ式技術

薬液を細かな霧状にして
噴霧します。

傾けても使用OK

小さなお子さまを抱っこしたり、
寝かせたままでも薬液が漏れません。

セットアップが簡単

ネブライザー本体に薬液カップと
吸入マスクを取り付けるだけで使えます。

電池・USBケーブル

単三乾電池2本、またはUSBケーブル
（オプション品）が使えます。

■ 製品情報

製品番号	MBPN002
製品名	Pocket Air ポータブルネブライザ
セット内容	メインユニット、薬液カップ、 吸入マスク、取扱説明書、 単3形アルカリ乾電池×2個、 ソフトケース



販売名：ポケットエア JANコード：4996607007954
医療機器届出番号：27B1X00002000025
クラス：I

■ 製品仕様

噴霧方式	メッシュ式
外形寸法	約78(奥行)×41(幅)×73(高)mm
重量	約74g (電池を除く)
電源	単3形アルカリ電池2本 単3形ニッケル水素充電式電池2本 USBケーブル
消費電力	<1.5W ※
噴霧粒子径	MMAD<5 μ m ※
噴霧能力	≥0.25mL/分
薬液カップ容量	約6mL

※ 常温23℃において、生理食塩水で試験した場合

注意事項：

- ◆ 本品は医療機器です。
- ◆ 薬液の種類、用量、用法について、必ず医師の指導に従ってください。
- ◆ 本品は一人のみに使用し、複数の人と共用しないでください。
- ◆ 子供や特別な介助を必要とする方が本品を使用する場合は、大人が補助するようにしてください。
- ◆ 薬液カップおよび吸入マスクの洗浄は、毎使用後に必ず実施してください。

■ オプション品（別売り）

製品番号	製品名
MBPN00201	薬液カップ ※1
MBPN00203	吸入マスク（小児～成人用） ※1
MBPN00204	吸入マスク（乳幼児用） ※1
MBPN00208	USBケーブル ※2

※1

- 販売名：ポケットエア
- 医療機器届出番号：27B1X00002000025
- クラス：I
- 感染の原因になる微生物の発生を防ぐために、適切な方法で洗浄と消毒を実施してください。取扱説明書をご確認ください。

※2

- 法第二条第四項適用外
- USBケーブルは電池を準電するものではありません。
- 必ず電池を抜いてからご使用ください。
- 長さは約148cm(コネクタ部分を含まない)

製造販売元



本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460
：FAX 03-5363-8465
大阪支店：TEL 06-6222-1957
：FAX 06-6222-3760
福岡支店：TEL 092-451-2459
：FAX 092-451-2419

製品特徴はこちらへどうぞ



ご注文はこちらからどうぞ

