

Aquaprime®

Humidifier System

アクアプライム ヒューミディファイア



株式会社 インターメド ジャパン

Aquaprime®

Humidifier System ヒューミディファイアーシステム

アクアプライム ヒューミディファイアー



- 本システムは、ディスプレイ閉鎖式加湿器です。
- 無菌操作による使用が可能です。
- ボトルの充填容量は、経済的な350mLと、長時間の加湿用の550mLの2種類があります。
- 推奨最大酸素流量は1.2L/minです。
- 本システムには、アラーム機能があり、チューブのキックなどで内圧が35kPa以上になると作動します。

酸素流量設定 (L/min)		1	2	3	4	5
連続使用時間 (h)	アクアプライム350 (350mL)	333	180	134	111	88
	アクアプライム550 (550mL)	474	264	193	156	127

※条件により多少の誤差が生じます。

製品番号	製品名	規格	包装単位
0350	アクアプライム 350	350mL	20セット / 箱
0550	アクアプライム 550	550mL	12セット / 箱

販売名: Aquaprime ヒューミディファイアー 医療機器認証番号: 226AFBZX00139000 クラスII

IMJ フローメーター セフティフロー酸素流量計



- 適用ガス: 酸素ガス(O₂)
- 出口ネジ: 9/16 インチネジ

製品番号	流量範囲	接続口形状	入口圧力	包装単位
P-311KG	1~15LPM	川重タイプ	0.41MPa	1個/箱
P-311AG		アムコタイプ		

販売名: セフティフロー 医療機器認証番号: 21000BZZ00016000 クラスII
製造販売元: 株式会社 群馬コイケ

製造販売元



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



IMJ フローメーター パイピング用流量計(ダイヤル式)



流量なし 0.25L/min 15L/min

流量設定目盛 (L/min)																	
0	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15

製品番号	流量範囲	接続口形状	入口圧力	包装単位
P-i8	1~15LPM	川重タイプ	≥0.34MPa	1個/箱
P-i8A		アムコタイプ		

販売名: フロージェントル アイハー 医療機器認証番号: 229AHBZX00031000 クラスII
製造販売元: 株式会社 群馬コイケ

代理店