

Airway Management




Entrasoft®

エントラソフト 気管チューブ




株式会社 インターメド ジャパン

エントラソフト スパイラル気管チューブ


-  カフの厚みを当社従来品の50%程度まで薄くし、柔らかいカフを実現（自社比※）
-  カフの長さ、カフの静止直径を当社従来品より大きくし、気管壁に密着する面積を広く確保（自社比※）
-  リングマークを5mm幅にし、ビデオ喉頭鏡使用時の視認性を向上

※『Entraprimeスパイラル気管内チューブ』シリーズとの比較

接触面積を拡大



Entrasoft
スパイラル気管チューブ



Entrasoft
スパイラル気管チューブ
カフなし



ソフトスタイルット
芯:アルミニウム 皮膜:PVC



Entrasoftスパイラル気管チューブ			経口/経鼻
製品番号	I.D. (mm)	O.D. (mm)	包装単位
313-9703050	5.0	7.3	
313-9703055	5.5	7.8	
313-9703060	6.0	8.4	
313-9703065	6.5	9.0	
313-9703070	7.0	9.6	10本/箱
313-9703075	7.5	10.2	
313-9703080	8.0	10.8	
313-9703085	8.5	11.3	
313-9703090	9.0	11.9	

Entrasoftスパイラル気管チューブ カフなし			経口/経鼻
製品番号	I.D. (mm)	O.D. (mm)	包装単位
313-9700030	3.0	5.3	
313-9700035	3.5	5.8	
313-9700040	4.0	6.3	10本/箱
313-9700045	4.5	6.8	
313-9700050	5.0	7.3	

販売名: Pulmodyne スパイラル気管内チューブ
医療機器認証番号: 302AFBZX00057000 クラス: II
機能区分: (1) カフあり②カフ上部吸引機能なし
(2) カフなし

ソフトスタイルット			
製品番号	O.D. (mm)	長さ (mm)	包装単位
301-502503	3.2	440	10本/箱
301-502505	4.6	450	

販売名: Pulmodyne 挿管用スタイルット
医療機器届出番号: 27B1X00002000032 クラス: I

製造販売元

代理店



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階
TEL 06-6222-1951 (代) FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460
: FAX 03-5363-8465
大阪支店: TEL 06-6222-1957
: FAX 06-6222-3760
福岡支店: TEL 092-451-2459
: FAX 092-451-2419

