

Oxiprime[®] *Respiratory Care*

オキシプライム 呼吸療法関連製品



株式会社 インターメド ジャパン

中濃度酸素マスク



製品番号	製品名	規格	包装単位
330122	中濃度酸素マスク 大人用 グリーン		10個/箱
330123	中濃度酸素マスク 小児用 グリーン		
330132	中濃度酸素マスク 大人用 クリア		
330133	中濃度酸素マスク 小児用 クリア		

販売名: Hライン 酸素マスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00303000 クラス II

非再呼吸マスク



製品番号	製品名	規格	包装単位
330124	非再呼吸マスク 大人用 グリーン		10個/箱
330125	非再呼吸マスク 小児用 グリーン		
330134	非再呼吸マスク 大人用 クリア		
330135	非再呼吸マスク 小児用 クリア		

販売名: Hライン 非再呼吸式酸素マスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00302000 クラス II

酸素カニューラ



製品番号	製品名	規格	包装単位
330302	酸素カニューラ 大人用		25本/箱
330303	酸素カニューラ 小児用		
330304	酸素カニューラ 乳幼児用		

販売名: Hライン 酸素カニューラ 医療機器認証番号: 224ADBZX00297000 クラス II

酸素チューブ



製品番号	製品名	規格	包装単位
330200	酸素チューブ	200cm グリーン	25本/箱
330201	酸素チューブユニバーサルタイプ	200cm グリーン	
330300	酸素チューブ	200cm クリア	
330301	酸素チューブユニバーサルタイプ	200cm クリア	

販売名: Hライン 酸素チューブ 医療機器認証番号: 225ADBZX00018000 クラス II

エアゾールマスク



製品番号	製品名	規格	包装単位
330140	エアゾールマスク 大人用 グリーン		10個/箱
330141	エアゾールマスク 小児用 グリーン		
330150	エアゾールマスク 大人用 クリア		
330151	エアゾールマスク 小児用 クリア		

販売名: Hライン エアゾールマスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00304000 クラス II

気管切開マスク



製品番号	製品名	規格	包装単位
330160	気管切開マスク 大人用		10個/箱
330161	気管切開マスク 小児用		

販売名: Hライン 気管切開用エアゾールマスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00298000 クラス II

セレクトベントマスク



- カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器で、24% 28% 31% 35% 40% 50%の酸素濃度が選べます。

- ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付です。

カラーコード	酸素濃度
ブルー	24%
イエロー	28%
ホワイト	31%
グリーン	35%
レッド	40%
オレンジ	50%

製品番号	製品名	規格	包装単位
330144	セレクトベントマスク	大人用 グリーン	
330154	セレクトベントマスク	大人用 クリア	10個/箱
330155	セレクトベントマスク	小児用 クリア	

販売名: Hライン セレクトベントマスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00301000 クラスII

セレクトベント気管切開マスク



- カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器で、24% 28% 31% 35% 40% 50%の酸素濃度が選べます。

- ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付です。

カラーコード	酸素濃度
ブルー	24%
イエロー	28%
ホワイト	31%
グリーン	35%
レッド	40%
オレンジ	50%

製品番号	製品名	規格	包装単位
330166	セレクトベント気管切開マスク	大人用	10個/箱

販売名: Hライン 気管切開用セレクトベントマスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00299000 クラスII

マルチベントマスク



- 酸素希釈器のダイヤルを回すことで24~50%の範囲で酸素濃度を調節できます。

- 酸素チューブ付です。

製品番号	製品名	規格	包装単位
330147	マルチベントマスク	大人用 グリーン	
330156	マルチベントマスク	小児用 クリア	10個/箱
330157	マルチベントマスク	大人用 クリア	

販売名: Hライン マルチベントマスク 医療機器認証番号: 224ADBZX00300000 クラスII

ニップルナット



製品番号	製品名	規格	包装単位
330018	ニップルナット	DISS規格	25個/箱

販売名: Hライン 酸素チューブ 医療機器認証番号: 225ADBZX00018000 クラスII

Oxiprime®

Nebulizer System ネブライザーラインナップ

オキシプライム ネブライザーシステム



330148
フルセット

- MMAD 1.2 μ m
- 90°まで傾けても作動します。
- 推奨酸素流量は 8LPMです。
- 容量は 6ccです。



330500
本体 (6cc)



330158
Tコネクタ マウスピース付

製品番号	製品名	規格	包装単位
330500	ネブライザーボトル	本体 (6cc)	10個/箱
330158	ネブライザーシステム	Tコネクタ マウスピース付	10セット/箱
330148	ネブライザーシステム	フルセット	

販売名: Hライン ネブライザーキット 医療機器認証番号: 226ADBZX00136000 クラスII

蛇管 ロールタイプ・カットタイプ



- チューブ両端接続部内径は22mmです。
- 15cmごとに節があり、カットしてご使用になれます。
- 豊富に長さを揃えており、ご希望のサイズをお選び頂けます。

製品番号	製品名	規格	包装単位
370229	蛇管 ロールタイプ	30m 巻	1巻/箱
370201	蛇管 カットタイプ	15cm	10本/箱
370202		75cm	
370281		105cm	
370203	蛇管 カットタイプ	120cm	5本/箱
370204		150cm	
370205		180cm	

販売名: Hライン 蛇管 医療機器認証番号: 225ADBZX00033000 クラスII

ドレーンバッグ



- Yアダプタ付 (外径 22mm)
- バッグ容量 750mL

製品番号	製品名	規格	包装単位
370561	ドレーンバッグ		10個/箱

販売名: ドレーンバッグ 医療機器届出番号: 27B1X0002000030 クラスI

製造販売元

代理店



http://www.intermedjp.co.jp/

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階

TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

H130603-2110-10-1000-010