


# 不織布マスク

**WickiMed**<sup>®</sup>

## サージカルマスク

マスクサイズ:約175mmX約95mm



3層構造

伸縮性のある  
イヤーループ

ソフト素材で  
通気性が良い

飛沫カット

ウイルス・花粉対策

50枚  
入り

大きく広がり、  
口元全体をカバー



- 欧州規格であるEN14683:2019 Type II R の基準を満たしています
- 細菌ろ過率(BFE※<sup>1</sup>) ≥ 98%
- 医療従事者から排出される呼気中の微生物などから患者さんを守ります
- 鉄製ノーズクリップにより顔面への密着性がUPします

※ 注意:この製品はMR非適合品です

試験機関:SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Testing Center

※<sup>1</sup> 粒子サイズ3μmで試験

**IMJ**  
IMJ GROUP



株式会社インターメド ジャパン

# 欧米の規格をクリアした医療用マスク マスク N-95

マスクサイズ:約205mmX約110mm

米国 NIOSH 認定

35枚  
入り

ラテックスフリー



細菌ろ過率  
(BFE<sup>※1</sup>) ≥ 95%

微粒子ろ過率  
(PFE<sup>※2</sup>) ≥ 99.9%

- NIOSH(米国労働安全衛生研究所)が認定した呼吸用防護具です
- 空気伝播するウイルスへの曝露や飛沫から医療従事者を防護します
- アルミニウム製の鼻・下顎輪郭用バーにより顔面へのフィット性に優れています

※ 注意:この製品はMR非適合品です

試験機関:National Personal Protective Technology Laboratory

※1 粒子サイズ3 $\mu$ mで試験 ※2 粒子サイズ0.1 $\mu$ mで試験

品番	品名	規格	包装単位
WKI-SM50	サージカルマスク 50枚入	MR 非適合 EN14683:2019 Type II R	1箱 8箱/ケース
62700	マスクN-95 35枚入り	MR 非適合 米国 NIOSH 認定	1箱 6箱/ケース

法第二条第四項適用外

販売元

代理店



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階  
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店:TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店:TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店:TEL092-451-2459・FAX092-451-2419

