

POCKET AIR®

ポケットエア ポータブルネブライザ



軽くて、とても静かです！

静音設計

動作音は約20dBと小さく
夜間でも気兼ねなく使えます。

軽量・コンパクト

重さは約74g（電池を除く）と軽量で
外出時の持ち運びに便利です。

メッシュ式技術

薬液を細かな霧状にして
噴霧します。

傾けても使用OK

小さなお子さまを抱っこしたり、
寝かせたままでも薬液が漏れません。

セットアップが簡単

ネブライザー本体に薬液カップと
吸入マスクを取り付けるだけで使えます。

電池・USBケーブル

単三乾電池2本、またはUSBケーブル
（オプション品）が使えます。

■ 製品情報

製品番号	MBPN002
製品名	PocketAir ポータブルネブライザ
セット内容	メインユニット、薬液カップ、 吸入マスク、取扱説明書、 単3形アルカリ乾電池×2個、 ソフトケース

- 販売名: ポケットエア
- 医療機器届出番号: 27B1X00002000025
- クラス I



■ 製品仕様

噴霧方式	メッシュ式
外形寸法	約78(奥行)×41(幅)×73(高)mm
重量	約74g(電池を除く)
電源	単3形アルカリ電池2本 単3形ニッケル水素充電式電池2本 USBケーブル
消費電力	<1.5W ※
噴霧粒子径	MMAD<5 μ m ※
噴霧能力	≥0.25mL/分
薬液カップ容量	最大約6mL

※ 23℃において、生理食塩水で試験した場合

注意事項:

- ◆ 本品は医療機器です。
- ◆ 薬液の種類、用量、用法について、必ず医師の指導に従ってください。
- ◆ 本品は一人のみに使用し、複数の人と共用しないでください。
- ◆ 子供や特別な介助を必要とする方が本品を使用する場合は、大人が補助するようにしてください。
- ◆ 薬液カップおよび吸入マスクの洗浄は、毎使用後に必ず実施してください。

■ オプション品(別売り)

製品番号	製品名
MBPN00201	薬液カップ ※1
MBPN00203	吸入マスク(小児～成人用) ※1
MBPN00204	吸入マスク(乳幼児用) ※1
MBPN00208	USBケーブル ※2

※1

- 販売名: ポケットエア
- 医療機器届出番号: 27B1X00002000025
- クラス I
- 感染の原因になる微生物の発生を防ぐために、適切な方法で洗浄と消毒を実施してください。取扱説明書をご確認ください。

※2

- 法第二条第四項適用外
- USBケーブルは電池を充電するものではありません。
- 必ず電池を抜いてからご使用ください。
- 長さは約148cm(コネクタ部分を含まない)

製造販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜 01 14F

TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419

