

# Moistprime

モイストプライム  
人工鼻関連製品

## HME & FILTERS



モイストプライム  
人工鼻関連製品ラインアップ

# HME & FILTERS

## 気管切開用 人工鼻



## 人工鼻



品名	エアロT (滅菌)	エアロTプラス (滅菌)	エアロサット1直 (滅菌)	エアロサット1直 ポート付 (滅菌)	エアロサットミニ (滅菌)
品番	301-300101	301-301101	301-000101	301-000201	301-000701
一回換気量 (mL)	>50	>50	50~600	50~600	15~50
死腔量 (mL)	10.5	13.4	13.2	15.4	3.1
水分損失 (mg/L)	11.3 (Vr500mL)	11.0 (Vr500mL)	8.9 (Vr250mL)	8.9 (Vr250mL)	13.0 (Vr20mL)
水分出力 (mg/L)	25.8 (Vr500mL)	26.1 (Vr500mL)	27.8 (Vr250mL)	27.8 (Vr250mL)	18.0 (Vr20mL)
圧力損失 使用前 (cmH <sub>2</sub> O)	0.48 (30LPM) 1.27 (60LPM) 2.50 (90LPM)	0.42 (30LPM) 1.07 (60LPM) 2.18 (90LPM)	0.70 (30LPM) 1.97 (60LPM) 3.88 (90LPM)	0.70 (30LPM) 1.97 (60LPM) 3.88 (90LPM)	0.44 (5LPM) 0.71 (7.5LPM) 1.05 (10LPM)
圧力損失 24時間使用後 (cmH <sub>2</sub> O)	0.82 (30LPM) 2.18 (60LPM) 4.10 (90LPM)	1.17 (30LPM) 2.37 (60LPM) 3.40 (90LPM)	1.44 (30LPM) 2.98 (60LPM) 4.93 (90LPM)	1.44 (30LPM) 2.98 (60LPM) 4.93 (90LPM)	1.26 (5LPM) 2.22 (7.5LPM) 2.94 (10LPM)
ろ過効率 <sup>*1</sup> BFE VFE (%)	—	—	—	—	—
重さ (g)	5	7.1	9.8	9.8	4.1
コネクタサイズ回路側 <sup>*2</sup>	—	—	15M	15M	15M
コネクタサイズ患者側 <sup>*2</sup>	15F	15F	15F/22M	15F/22M	15F
滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌
入数 (個/箱)	30	30	25	25	30

※1 Nelson Laboratories Inc. でのテスト結果の平均値より記載

※2 ISO 5356-1:2015

# Moistprime

## フィルタ付人工鼻



## フィルタ



エアロサット Fペディ (滅菌)	エアロサット Fスモール直 (滅菌)	エアロサット Fスモール曲 (滅菌)	エアロプロ フィルタ (滅菌)	エアロプロ ヘパフィルタ (滅菌)
301-101001	301-102301	301-102401	301-200101	301-201021
50~250	150~1000	150~1000	≤1500	300-1200
12.2	30.3	31.5	46.9	109.8
9.1 (Vr100mL)	7.3 (Vr500mL)	7.3 (Vr500mL)	—	—
24.4 (Vr100mL)	30.0 (Vr500mL)	30.0 (Vr500mL)	—	—
0.70 (10LPM) 0.98 (15LPM) 1.40 (20LPM)	1.78 (30LPM) 4.06 (60LPM) 7.02 (90LPM)	1.78 (30LPM) 4.06 (60LPM) 7.02 (90LPM)	1.0 (60LPM)	1.86 (60LPM)
0.95 (10LPM) 1.36 (15LPM) 1.83 (20LPM)	2.48 (30LPM) 5.74 (60LPM) 9.58 (90LPM)	2.48 (30LPM) 5.74 (60LPM) 9.58 (90LPM)	—	—
>99.9 >99	>99.99 >99.9	>99.99 >99.9	>99.99 >99.9	>99.9999 >99.9999
14.5	20.1	21.6	29.5	37
15M	15M	15M	22F	22F
15F/22M	15F/22M	15F/22M	15F/22M	15F/22M
EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌
20	20	20	20	20

# モイストプライム ラインアップ

## 気管切開用人工鼻

品番	品名	コネクタサイズ	入数 (個/箱)
301-300101	エアロT (滅菌)	15F	30
301-301101	エアロTプラス (滅菌)	15F	30

販売名：モイストプライム気管切開用人工鼻 医療機器認証番号：230ADBZX00031000 クラスII

## アクセサリ



品名	エアロTホルダ	O2ベント	O2ベントチューブ	ソフトタッチチューブホルダ
品番	301-400102	301-403102	301-403202	301-404102
滅菌	未滅菌	未滅菌	未滅菌	未滅菌
入数	30個/箱	20個/箱	10本/箱	10本/箱

販売名：モイストプライム気管切開用人工鼻 医療機器認証番号：230ADBZX00031000 クラスII

法第二条第四項適用外

## 人工鼻

品番	品名	コネクタサイズ		入数 (個/箱)
		患者側	回路側	
301-000101	エアロサット1直 (滅菌)	15F/22M	15M	25
301-000201	エアロサット1直ポート付 (滅菌)	15F/22M	15M	25
301-000701	エアロサットミニ (滅菌)	15F	15M	30

販売名：モイストプライム人工鼻 医療機器認証230ADBZX00030000 クラスII

## フィルタ付 人工鼻

品番	品名	コネクタサイズ		入数 (個/箱)
		患者側	回路側	
301-102301	エアロサット Fスモール 直 (滅菌)	15F/22M	15M	20
301-102401	エアロサット Fスモール 曲 (滅菌)	15F/22M	15M	20
301-101001	エアロサット Fペディ (滅菌)	15F/22M	15M	20

販売名：モイストプライムフィルタ付人工鼻 医療機器認証230ADBZX00032000 クラスII

## フィルタ

品番	品名	コネクタサイズ		入数 (個/箱)
		患者側	回路側	
301-200101	エアロプロ フィルタ (滅菌)	15F/22M	22M	20
301-201021	エアロプロ ヘパフィルタ (滅菌)	15F/22M	22M	20

販売名：モイストプライムフィルタ 医療機器認証230ADBZX00033000 クラスII

製造販売元

代理店



<https://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号北浜MIDビル14階  
TEL (06) 6222-1951 (代)・FAX (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460 (代)・FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957 (代)・FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459 (代)・FAX (092) 451-2419



●ここに掲載した商品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

CI180918|2112-04-1000-06