




# IMJフローメーター

セフティフロー酸素流量計  
フロート式空気流量計  
背圧式流量計  
パイピング用流量計(ダイヤル式)  
ネジ式バルブ付ポンペ用流量計  
ヨーク式バルブ付ポンペ用流量計



株式会社 インターメド ジャパン



## セフティフロー酸素流量計



### 特 長

- 見やすいフロート管で流量設定が容易
- 適用ガス：酸素ガス(O<sub>2</sub>)
- 出口ネジ： $\frac{9}{16}$ インチネジ

| 製品番号    | 流量調整範囲  | 接続口形状  | 入口圧力    | 包装単位 |
|---------|---------|--------|---------|------|
| P-311KG | 1~15LPM | 川重タイプ  | 0.41MPa | 1個/箱 |
| P-311AG |         | アムコタイプ |         |      |
| P-317K  | 5~40LPM | 川重タイプ  | 0.41MPa | 1個/箱 |
| P-317A  |         | アムコタイプ |         |      |

販売名:セフティフロー 医療機器認証番号:21000BZZ000160000 クラスII  
製造販売元:株式会社群馬コイケ

## フロート式空気流量計



### 特 長

- 見やすいフロート管で流量設定が容易
- 適用ガス：エア
- 出口ネジ： $\frac{9}{16}$ インチネジ

| 製品番号       | 流量調整範囲  | 接続口形状  | 入口圧力    | 包装単位 |
|------------|---------|--------|---------|------|
| P-311K-AIR | 1~15LPM | 川重タイプ  | 0.41MPa | 1個/箱 |
| P-311A-AIR |         | アムコタイプ |         |      |

法第二条第四項適用外  
製造販売元:株式会社群馬コイケ

### 特 長

- 精度と耐
- 見やす
- 適用ガ
- 出口ネ

| 製品番号 |
|------|
| P-K  |
| P-A  |

則

## 背圧式流量計



耐久性に優れたメタルボディ  
フLOAT管で流量設定が容易  
適用ガス：酸素ガス(O<sub>2</sub>)  
出口ネジ： $\frac{9}{16}$ インチネジ

| 流量調整範囲  | 接続口形状  | 入口圧力   | 包装単位 |
|---------|--------|--------|------|
| 1~12LPM | 川重タイプ  | 0.4MPa | 1個/箱 |
| 1~12LPM | アムコタイプ |        |      |

販売名:医療用酸素ガス流量計 医療機器承認番号:21500BZZ00377000 クラスII  
製造販売元:株式会社ユタカ

## IMJフローメーター ダイヤル式

## パイピング用流量計(ダイヤル式) 特長



- 流量設定はダイヤル目盛を合わせるだけの簡単操作
- ネブライザー、ベンチュリーマスク等高流量システムの酸素療法器具にも使用可能
- 適用ガス：酸素ガス(O<sub>2</sub>)
- 出口ネジ： $\frac{9}{16}$ インチネジ

| 製品番号    | 流量設定目盛 (L/min) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| P-50PSI | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |  |

| 製品番号    | 流量調整範囲  | 接続口形状 | 出口圧力      | 包装単位 |
|---------|---------|-------|-----------|------|
| P-50PSI | 0~15LPM | 川重タイプ | 0.34MPa以下 | 1個/箱 |

販売名:フロージェントルプラスP形 医療機器承認番号:21200BZZ00203000 クラスII  
製造販売元:株式会社群馬コイケ

## ネジ式バルブ付ポンベ用流量計 特長




- 手締ハンドル採用でスパナ不要
- プロテクター付薄型圧力ゲージ
- 断熱圧縮熱発生防止機構を採用

| 製品番号   | 流量設定目盛 (L/min) |      |     |      |   |      |     |      |   |     |    |    |
|--------|----------------|------|-----|------|---|------|-----|------|---|-----|----|----|
| FG4-L  | 0              | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3  | 4  |
| FG10-L | 0              | 0.5  | 1   | 1.5  | 2 | 3    | 4   | 5    | 6 | 7   | 8  | 10 |
| FG15-L | 0              | 1    | 1.5 | 2    | 3 | 4    | 5   | 6    | 7 | 9   | 12 | 15 |

| 製品名                | 製品番号   | 流量調整範囲  | 接続口形状 | 出口圧力      | 適用ガス                  | 出口ネジ                 | 包装単位 |
|--------------------|--------|---------|-------|-----------|-----------------------|----------------------|------|
| ネジ式バルブ付<br>ポンベ用流量計 | FG4-L  | 0~4LPM  | ネジ式   | 0.14MPa以下 | 酸素ガス(O <sub>2</sub> ) | $\frac{9}{16}$ インチネジ | 1個/箱 |
|                    | FG10-L | 0~10LPM |       |           |                       |                      |      |
|                    | FG15-L | 0~15LPM |       |           |                       |                      |      |

販売名:フロージェントル プラス G形 医療機器届出番号:10B2X00014B000001 クラスI  
製造販売元:株式会社群馬コイケ

## ヨーク式バルブ付ポンベ用流量計 特長



- 手締ハンドル採用でスパナ不要
- プロテクター付薄型圧力ゲージ
- 断熱圧縮熱発生防止機構を採用

| 製品番号  | 流量設定目盛 (L/min) |      |     |      |   |      |     |      |   |     |    |    |
|-------|----------------|------|-----|------|---|------|-----|------|---|-----|----|----|
| Y-4L  | 0              | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3  | 4  |
| Y-10L | 0              | 0.5  | 1   | 1.5  | 2 | 3    | 4   | 5    | 6 | 7   | 9  | 10 |
| Y-15L | 0              | 1    | 1.5 | 2    | 3 | 4    | 5   | 6    | 7 | 9   | 12 | 15 |

| 製品名                 | 製品番号  | 流量調整範囲  | 接続口形状 | 出口圧力      | 適用ガス                  | 出口ネジ                 | 包装単位 |
|---------------------|-------|---------|-------|-----------|-----------------------|----------------------|------|
| ヨーク式バルブ付<br>ポンベ用流量計 | Y-4L  | 0~4LPM  | ヨーク式  | 0.14MPa以下 | 酸素ガス(O <sub>2</sub> ) | $\frac{9}{16}$ インチネジ | 1個/箱 |
|                     | Y-10L | 0~10LPM |       |           |                       |                      |      |
|                     | Y-15L | 0~15LPM |       |           |                       |                      |      |

販売名:フロージェントル プラス Y形 医療機器届出番号:10B2X00014B000002 クラスI  
製造販売元:株式会社群馬コイケ



販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-1951(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460 FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957 FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459 FAX 092-451-2419



- 本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

代理店