


Entraprime®

Airway Management


エントラプライム 気管内チューブ



■ エントラプライム気管内チューブ スタンダード VS 経口 / 経鼻



Ventiseal(VS)
高容量タイプ



製品番号	I.D.(mm)	O.D.(mm)	包装単位
スタンダード VS (ベンチシール)			
971-030	3.0	4.0	10本/箱
971-035	3.5	4.7	
971-040	4.0	5.3	
971-045	4.5	6.0	
971-050	5.0	6.7	
971-055	5.5	7.3	
971-060	6.0	8.0	
971-065	6.5	8.7	
971-070	7.0	9.3	
971-075	7.5	10.0	
971-080	8.0	10.7	
971-085	8.5	11.3	
971-090	9.0	12.0	
971-095	9.5	12.7	
971-100	10.0	13.3	

販売名: Entrapprime 気管内チューブ
医療機器認証番号: 226AFBZX00150000 クラス II
機能区分: (1) カフあり②カフ上部吸引機能なし

製品番号	I.D.(mm)	O.D.(mm)	包装単位
スタンダード カフなし			
961-025	2.5	3.3	10本/箱
961-030	3.0	4.0	
961-035	3.5	4.7	
961-040	4.0	5.3	
961-045	4.5	6.0	
961-050	5.0	6.7	
961-055	5.5	7.3	
961-060	6.0	8.0	
961-065	6.5	8.7	
961-070	7.0	9.3	

販売名: Entrapprime 気管内チューブ
医療機器認証番号: 226AFBZX00150000 クラス II
機能区分: (2) カフなし

■ スタイレット

製品番号	O.D.(mm)	長さ(mm)	包装単位
スタイレット(滅菌済)			
967-050	5.0	365	10本/箱

販売名: Entrapprime 挿管用スタイレット
医療機器届出番号: 27B1X00002000022 クラス I

製造販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



代理店