

ディスポーザブル
温度モニター
カテーテル/センサー



ディスポーザブル温度モニター カテーテル/センサー

- エチレンオキシドガス滅菌済み
- ラテックスフリー
- 温度測定範囲: 25~45℃ 温度測定精度: ±0.5℃



**温度モニターカテーテル
食道温/心温用**

食道温の測定に適しています。末梢側のコネクタに聴診器のチューブを接続することで心音・呼吸音の聴取ができます。



**温度モニターカテーテル
鼻咽頭温/直腸温用**

鼻咽頭温および直腸温の測定に適しています。



延長ケーブル (YSI400用)

専用の延長ケーブルを使用して各社患者モニター装置、温度モニターとの接続が可能です。YSI400シリーズと互換性のある機器でお使いいただけます。
※6.0mタイプは受注発注品となります。



温度モニターセンサー (体表用)

温度センサーのパッチを体表に装着して体表温度を測定できます。



温度モニターセンサー (鼓膜用)

外耳道に挿入して鼓膜温を測定できます。



延長ケーブル (フィリップス用)

フィリップスモニター用の2ピンタイプのコードです。
※6.0mタイプは受注発注品となります。

品 番	品 名	規 格	包装単位	薬事番号
5-13212	温度モニターカテーテル(食道温/心温用)	12Fr	20本/箱	※1
5-13218	温度モニターカテーテル(食道温/心温用)	18Fr	20本/箱	※1
5-15610	温度モニターカテーテル(鼻咽頭温/直腸温用)	10Fr	20本/箱	※1
5-16201	温度モニターセンサー(体表用)	YSI400用	20本/箱	※2
5-26101	温度モニターセンサー(鼓膜用)	YSI400用	20本/箱	※2
5-15801	延長ケーブル	3.0m	1本	※3
5-18701	延長ケーブル	3.6m/2pin	1本	※3
11-CA-401-20	延長ケーブル ※受注発注品	6.0m/2pin	1本	※3
11-CA-402-20	延長ケーブル ※受注発注品	6.0m	1本	※3

※1 販売名: 温度モニターカテーテル 医療機器承認番号: 201008ZY00111000 クラスII
 ※2 販売名: 温度モニターセンサー 医療機器届出番号: 27B1X00040000130 クラスI
 ※3 法第二条第四項適用外

販売元

株式会社 インターメド ジャパン
<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス
<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751(代) FAX 06-6222-3750