



TELIC
GROUP

DORMO®

DISPOSABLE ECG ELECTRODES


ディスポーザブルECG電極




株式会社 インターメド ジャパン

<実寸大>

SM-36



SX-50



Φ50mm

DORMO®

DISPOSABLE ECG ELECTRODES

ディスポーザブルECG電極

- 柔軟なポリウレタンフォームにより、皮膚への密着性を高めています。
- アクリル系粘着剤を使用しており、しっかり固定できます。
- 皮膚への刺激が少ないソリッドゲルを使用しています。

TELIC ディスポーザブルECG電極

品名	品番	規格	包装単位	導電部分	スナップ	X線	MRI	ラテックス
ディスポーザブルECG電極 50枚入り	SM-36	フォームタイプMRI	20パック/箱	ソリッドゲル	カーボン	透過	○	フリー
ディスポーザブルECG電極 50枚入り	SX-50	フォームタイプ	20パック/箱	ソリッドゲル	ステンレス	不透過	×	フリー

一般的名称：単回使用心電用電極 販売名：IMJディスポーザブル電極 医療機器届出番号：27B1X00002000031 クラスI



5L



250mL

TRANSONIC-GEL® 超音波用エコーゲル

- 低刺激性(pH6.0)、水溶性、粘着性のゲルでべとつかず、均等に塗布できます。
- 5Lタイプは付属のキャップとノズルを取付け250mLボトルに詰め替え可能です。

品名	品番	包装単位
トランソニックゲル 250ML	G15	25本/箱
トランソニックゲル 5L	G15/5	1本/箱、4箱/ケース*

* 5Lタイプは1本から購入可能です。 法第二条第四項適用外

製造販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店：TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店：TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店：TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



代理店

- 本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

TE191101-2402-04-1000-04