

IMJ FIXシリーズ

シーネ点滴固定具



軽量、ソフトクッション、成形可能、固定ベルト付きの快適シーネ

シーネ点滴固定具

ICU、HCU、救急外来、オペ室、病棟、各科でご使用いただけます。
シングルユースのため、洗浄が不要です。



※芯材にアルミニウムを使用しています

| 品番 | 品名 | 規格 | 包装単位 |
|---------|----------------|----------|------|
| 1060100 | IMJシーネ XS 30本入 | 10 x 4cm | 1箱 |
| 1060120 | IMJシーネ S 30本入 | 16 x 6cm | 1箱 |
| 1060125 | IMJシーネ M 30本入 | 21 x 7cm | 1箱 |
| 1060130 | IMJシーネ L 30本入 | 26 x 8cm | 1箱 |

法第二条第四項適用外

More From

IMJ FIXシリーズ

Limb Holder



■ シンプルリムホルダー



反対側の紐を穴に通し、2重巻きにすることによって固定できます。

■ リングリムホルダー



腕に巻く長さをテープで調整し固定した後、リングに紐を通すことで固定できます。

| 品番 | 品名 | 包装単位 |
|----------|-------------------|-----------|
| 1090303F | シンプルリムホルダー 16本入 | 1箱 4箱/ケース |
| 1090100F | リングリムホルダー 16本入 | 1箱 4箱/ケース |
| 1090150 | リムホルダー 乳幼児用 12ペア入 | 1箱 |

法第二条第四項適用外

販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL (06) 6222-1951(代)・FAX (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460(代)・FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957(代)・FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459(代)・FAX (092) 451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

C240325-2406-02-3000-4