

BritePro Solo

シングルユース喉頭鏡システム

グリーンスペック
ISO7376規格適合



BritePro Soloは、
LED光源装備のハンドルと
光ファイバー対応の金属製ブレード
から成る完全シングルユースの
ファイバー喉頭鏡です。

●
ハンドルは標準的な
ファイバー喉頭鏡ブレード
に適合します。

BritePro Solo シングルユース喉頭鏡システム



グリーンスペック
ISO7376規格適合

一式完備

ブレードとハンドルをセットまたは単品でご提供いたします。ハンドルは電池一体型で滅菌済みのパウチに入っているため、パウチから取り出してすぐにお使いいただけます。オペ室、救急カート、救急現場などに適しています。

安全

滅菌済みの密閉パウチ入り完全シングルユース製品のため、交差感染リスクを回避できます。

操作性

表面加工済みグリップによって手触りが良く、高輝度ライトによって良好な視野を提供します。

金属製のブレードによって、ねじれることなく操作できます。ブレード基部の高さを抑え、門歯に干渉しにくい設計です。

ラインナップ

ブレードはマッキントッシュタイプとミラータイプの各サイズをご用意しています。

マッキントッシュセット(ブレード+ハンドル)			包装単位 10セット/箱
製品番号	製品名	規格	
040-331	ブライプロ マッキントッシュセット1	96mm	
040-332	ブライプロ マッキントッシュセット2	111mm	
040-333	ブライプロ マッキントッシュセット3	134mm	
040-334	ブライプロ マッキントッシュセット4	150mm	

販売名:ディスポLED喉頭鏡ブライプロ 医療機器届出番号:27B1X00002000024 クラスI

ミラーセット(ブレード+ハンドル)			包装単位 10セット/箱
製品番号	製品名	規格	
040-340N	ブライプロ ミラーセット00	65mm	
040-340	ブライプロ ミラーセット0	80mm	
040-341	ブライプロ ミラーセット1	106mm	
040-342	ブライプロ ミラーセット2	154mm	

販売名:ディスポLED喉頭鏡ブライプロ 医療機器届出番号:27B1X00002000024 クラスI

マッキントッシュブレード			包装単位 10本/箱
製品番号	製品名	規格	
040-711	ブライプロ マッキントッシュブレード1	96mm	
040-712	ブライプロ マッキントッシュブレード2	111mm	
040-713	ブライプロ マッキントッシュブレード3	134mm	
040-714	ブライプロ マッキントッシュブレード4	150mm	

販売名:ディスポLED喉頭鏡ブライプロ 医療機器届出番号:27B1X00002000024 クラスI

ミラーブレード			包装単位 10本/箱
製品番号	製品名	規格	
040-720N	ブライプロ ミラーブレード00	65mm	
040-720	ブライプロ ミラーブレード0	80mm	
040-721	ブライプロ ミラーブレード1	106mm	
040-722	ブライプロ ミラーブレード2	154mm	

販売名:ディスポLED喉頭鏡ブライプロ 医療機器届出番号:27B1X00002000024 クラスI

ハンドル 電池搭載 滅菌パウチ入り			包装単位 20本/箱
製品番号	製品名	規格	
040-310	ブライプロ ハンドル	φ30mm	

販売名:ディスポLED喉頭鏡ブライプロ 医療機器届出番号:27B1X00002000024 クラスI

製造販売元



http://www.intermedjp.co.jp/

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店:TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店:TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店:TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



代理店