



Improving Care. Improving Business



体温モニタリング製品

Comfort & precision for patient stability




株式会社 インターメド ジャパン

DeRoyal[®] 体温モニタリング製品

リズムカルな心拍音や呼吸音、およびドレープ下の患者体温などのバイタルサインは、医療従事者がクロスチェックによって患者の状態を把握するための重要な情報となります。DeRoyal社の体温モニタリング製品ラインナップを使用することで、術中、患者を安定した状態に保つための指標となり、また、患者の状態の変化に素早く対処することができます。

ゼネラルセンサ

- 鼻咽頭、直腸、食道と幅広く使用できるゼネラルパーパスタイプ
- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み
- ソフトタイプとレギュラータイプのラインナップ



品番	品名	規格	包装単位
81-02S409	ゼネラルセンサ	9Fr ソフト	50本/箱
81-020409	ゼネラルセンサ	9Fr レギュラー	50本/箱

NEW

一般的名称：人体開口部単回使用体温計プローブ 販売名：DeRoyal 温度プローブ 医療機器認証番号：302AFBZX00081000 クラスⅡ

食道用センサ（聴診兼用）

- 先端カフが食道組織にフィット
- コネクタに聴診器を接続することで心音・呼吸音をモニタリング
- ソフトなPVC製
- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み



品番	品名	規格	包装単位
81-050412	食道用センサ（聴診兼用）	12Fr	25本/箱
81-050418	食道用センサ（聴診兼用）	18Fr	25本/箱

一般的名称：人体開口部単回使用体温計プローブ 販売名：DeRoyal 温度プローブ 医療機器認証番号：302AFBZX00081000 クラスⅡ



鼓膜用センサ

- 外耳道へ挿入して鼓膜温を測定
- イヤーピース付き
- ラテックス不使用
- 未滅菌



品番	品名	包装単位
81-090400	鼓膜用センサ	25本/箱

一般の名称：単回使用体温計プローブ 販売名：DeRoyal 温度センサ 医療機器届出番号：27B1X00002000033 クラスI

体表用センサ

- 体表面に装着して体表温を測定
- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み



品番	品名	包装単位
81-010400	体表用センサ	25本/箱

一般の名称：単回使用体温計プローブ 販売名：DeRoyal 温度センサ 医療機器届出番号：27B1X00002000033 クラスI

インターフェースケーブル

- ケーブルはYSI400シリーズと互換性のある機器で使用可能
- ケーブルの長さは3.6m
- ラテックス不使用
- 未滅菌

品番	品名	規格	形状	入数
81-101400	インターフェースケーブル Y S I 4 0 0 用	3.6m		1本/箱
81-1010HP	インターフェースケーブル Y S I 4 0 0 用	3.6m フィリップス/HP用		1本/箱

法第二条第四項適用外

製造販売元



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



代理店

- 本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

D201020-2502-05-1000-10