

IMJ Prime Series

オーラプライム

口腔ケアキット



株式会社 インターメド ジャパン

オーラプライム

口腔ケアキット


※1 CPC&ビタミンE誘導体配合。継続的なケアをサポート。

※1 セチルピリジニウムクロリド
※2 マウスジェルのみ

キット内容

吸引歯ブラシ・吸引スポンジ

- ・汚染物の飛散を吸引しながら、口腔ケアが可能です。
- ・指1本で吸引のON/OFFが可能なため、操作が簡単です。
- ・ヘッドが小さいため、口のサイズが小さい方にもご利用いただけます。



ON/OFFが可能な
吸引操作ポート



ブラシヘッド
2箇所の吸引口



スポンジ
2面の吸引口

スワブ (星型・ラウンド型)

- ・2種類のスワブを使い分けられます。
- ・洗浄時は星型のスワブで汚れをかき取ります。
- ・ラウンド型のスワブは、マウスジェルを塗布しやすい形状になっています。



星型

ラウンド型



マウスウォッシュ

- ・CPCを配合しています。
- ・容器に入っているため、中身がこぼれにくくなっています。
- ・使用后、口腔内を水ですすぐ必要がありません。



内容量：
13mL

マウスジェル

- ・CPC、酢酸トコフェロール(ビタミンE誘導体)を配合しています。
- ・使い切りタイプのため、無駄なくお使いいただけます。



内容量：
2g



PEエプロン


- ・飛散による汚染を減らすディスポーザブルシートとしてご使用いただけます。

維持ケアキット ラインナップをご用意

継続的なケアを行うために「維持ケアキット」をご用意しました。^{※3} 気管挿管患者の口腔ケア実践ガイドで推奨されている維持ケアを実現するため、マウスジェルと2種類のスワブを同梱しています。維持ケアキットを活用することで、頻度を増やして継続的な口腔ケアが実践可能です。

24時間で「ブラッシングケア」と「維持ケア」を組み合わせた例

1) 「ブラッシングケア」を2回、「維持ケア」を4回実施するパターン。



2) 「ブラッシングケア」を1回、「維持ケア」を3回実施するパターン。



維持ケアキット



※3 気管挿管患者の口腔ケア実践ガイド 2021年2月
(一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 口腔ケア委員会)より引用



オーラプライム 口腔ケアキット | キット内容



オーラプライム 口腔ケアキット 吸引歯ブラシ

- キット内容: ①吸引歯ブラシ
②スワブ×2本
③マウスジェル 2g
④マウスウォッシュ 13mL
⑤PEエブロン

品番	品名	規格	包装単位
500100	オーラプライム 口腔ケアキット	吸引歯ブラシ	30キット/箱

※キット内に化粧品(液体歯磨き、口腔化粧品)を含む



オーラプライム 口腔ケアキット 吸引スポンジ

- キット内容: ①吸引スポンジ
②スワブ×2本
③マウスジェル 2g
④マウスウォッシュ 13mL
⑤PEエブロン

品番	品名	規格	包装単位
500200	オーラプライム 口腔ケアキット	吸引スポンジ	30キット/箱

※キット内に化粧品(液体歯磨き、口腔化粧品)を含む



オーラプライム 維持ケアキット

- キット内容: ①スワブ×2本
②マウスジェル 2g

品番	品名	規格	包装単位
500300	オーラプライム 維持ケアキット	スワブ/マウスジェル	12キット/箱

※キット内に化粧品(口腔化粧品)を含む

製造販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL (06) 6222-1951(代) ・ F A X (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460 ・ FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957 ・ FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459 ・ FAX (092) 451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

DA250303-2503-01-2000-8