

LIMB HOLDER



リングリムホルダー



シンプルリムホルダー



リムホルダー
乳幼児用

LIMB HOLDER

- ▶ 診療の補助として患者の手首・足首をベッドなどに固定し、患者の突然の動きを抑制します。
- ▶ 通気性のよい柔らかな不織布です。

- ▶ ICU/HCU/ 救急外来・オペ室・病棟、各科でご使用いただけます。
- ▶ シングルユースのため、洗浄が不要です。



cvmedica®



■ シンプルリムホルダー



- 反対側の紐を穴に通し、2重巻きにすることによって固定できます。

■ リングリムホルダー



- 腕に巻く長さをマジックテープで調整し固定した後、リングに紐を通すことで固定できます。

品 番	品 番 名	包装単位
1090303F	シンプルリムホルダー 16本入	1箱 4箱/ケース
1090100F	リングリムホルダー 16本入	1箱 4箱/ケース
1090150	リムホルダー 乳幼児用 12ペア入	1箱

法第二条第四項適用外

販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL (06) 6222-1951 (代) ・ F A X (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460 (代) ・ FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957 (代) ・ FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459 (代) ・ FAX (092) 451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

C150501 2504-10-500-7