

IMJ FIXシリーズ

シーネ点滴固定具



- ・固定ベルト付き
- ・成形可能
- ・シングルユースで快適かつ衛生的



シーネ点滴固定具

ICU、HCU、救急外来、オペ室、病棟、各科でご使用いただけます。



素 材

パッド外装: ポリウレタン
パッド芯材: アルミニウム
固定ストラップ: ポリエステル



MR1条件付適合



品 番	品 名	規 格	包装単位
1060100	IMJシーネ XS 30本入	10 x 4cm	1箱
1060120	IMJシーネ S 30本入	16 x 6cm	1箱
1060125	IMJシーネ M 30本入	21 x 7cm	1箱
1060130	IMJシーネ L 30本入	26 x 8cm	1箱

法第二条第四項適用外

More From

IMJ FIXシリーズ

Limb Holder

■ シンプルリムホルダー



反対側の紐を穴に通し、2重巻きにすることによって固定できます。

■ リングリムホルダー



腕に巻く長さをテープで調整し固定した後、リングに紐を通すことで固定できます。

品 番	品 名	包装単位
1090303F	シンプルリムホルダー 16本入	1箱 4箱/ケース
1090100F	リングリムホルダー 16本入	1箱 4箱/ケース
1090150	リムホルダー 乳幼児用 12ペア入	1箱

法第二条第四項適用外



販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL (06) 6222-1951 (代) ・ F A X (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460 ・ FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957 ・ FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459 ・ FAX (092) 451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

C240325-2508-04-1000-5