



Intersurgical EcoLite™

Comfortable for the patient
Comfortable for the environment



 **INTERSURGICAL®**
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS


IMJ GROUP



株式会社 インターメド ジャパン

Intersurgical EcoLite™

range of oxygen and aerosol masks

Welcome to the Comfort Zone

インターサージカルエコライトマスクのユニークなデザインと素材により、患者の快適性が向上し、環境への影響も軽減されます。

Comfortable for the Patient

インターサージカルエコライトマスクの開発では、患者の快適性の向上が重視されました。マスク本体は、透明で軽量かつ形状保持に優れたポリプロピレン製です。顔に触れるシール部には、柔らかさに優れたTPE素材を使用しています。

Comfortable for the Environment


インターサージカルエコライトマスクは、持続可能な開発への取り組みの一環として設計されたエコシリーズの重要な一部です。医療製品のPVC使用に対する懸念が高まる中、本体とシール部に代替素材を採用することでPVCを排除し、環境への影響を軽減しました。

中濃度酸素マスク

Medium concentration oxygen mask

高濃度酸素マスク

Adult high concentration oxygen mask



成人用酸素マスク

中濃度酸素マスク

顔や鼻の形にフィットし、耳下部の固定により肌にやさしいマスクです。



IS エコライト中濃度酸素マスク

高濃度酸素マスク

幅広い顔型にフィットし、高濃度の酸素を効率よく供給します。低抵抗の安全バルブにより、酸素供給が不十分な場合でも外気の吸入が可能です。



IS エコライト高濃度酸素マスク

ベンチュリマスク

ノイズを抑えるよう設計されており、大口径の本体は見やすく7段階の調整が可能です。Silenteベンチュリーバルブは一定の酸素濃度を供給し、臨床要件に応じて調整可能です。



IS シレンテベンチュリマスク

酸素濃度	26%	28%	31%	35%	40%	45%	50%
酸素流量(最低)	3LPM	4LPM	6LPM	8LPM	10LPM	12LPM	15LPM

カラーコードで分類された6種類のバルブで酸素濃度を選択できます。



IS エコライトベンチュリマスク

カラーコード	ブルー	ホワイト	オレンジ	イエロー	レッド	グリーン
酸素濃度	24%	28%	31%	35%	40%	60%

エアロゾルマスク

顔や鼻の形にフィットし、耳下部での固定により肌にやさしいマスクです。高流量システムと組み合わせて使用することができます。



IS エコライトエアロゾルマスク

気管切開マスク

クイックリリースゴム付きのマスクで、着脱が容易になり、衛生手順の簡素化が可能です。




IS エコライトトラキマスク

品番	品名	規格	包装単位
81135015	IS エコライト中濃度酸素マスク	成人用	40個/箱
81181015	IS エコライト高濃度酸素マスク	成人用	24個/箱
81137015	IS シレンテベンチュリマスク	成人用	30個/箱
81107085	IS エコライトベンチュリマスク	成人用	25個/箱
81188015	IS エコライトエアロゾルマスク	成人用	50個/箱
81200050	IS エコライトトラキマスク	成人用	30個/箱

一般名称:酸素投与キット 販売名:IS酸素投与キット 医療機器認証番号:307ADBZX00031000 クラスII

小児用酸素マスク



中濃度酸素マスク

小児の顔の大きさにフィットするよう設計され、快適に装着できるよう工夫されています。



IS エコライト中濃度酸素マスク

エアロゾルマスク

顔の小さな子供にもフィットする事ができるよう、サイズ調整がされています。



IS エコライトエアロゾルマスク

ベンチュリマスク

ノイズを抑えるよう設計されており、大口径の本体は見やすく7段階の調整が可能です。Silenteベンチュリーバルブは一定の酸素濃度を供給し、臨床要件に応じて調整可能です。



IS シレンテンベンチュリマスク

カラーコードで分類された6種類のバルブで酸素濃度を選択できます。



IS エコライトベンチュリマスク

酸素濃度	26%	28%	31%	35%	40%	45%	50%
酸素流量(最低)	3LPM	4LPM	6LPM	8LPM	10LPM	12LPM	15LPM

カラーコード	ブルー	ホワイト	オレンジ	イエロー	レッド	グリーン
酸素濃度	24%	28%	31%	35%	40%	60%

品番	品名	規格	包装単位
81196015	IS エコライト中濃度酸素マスク	小児用	40個/箱
81198015	IS エコライトエアロゾルマスク	小児用	42個/箱
81138015	IS シレンテンベンチュリマスク	小児用	40個/箱
81107012	IS エコライトベンチュリマスク	小児用	30個/箱

一般的名称:酸素投与キット 販売名:IS酸素投与キット 医療機器認証番号:307ADBZX00031000 クラスII

製造販売元

代理店



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

IS250515-2509-01-1000-12