

ディスポークリンシート

転倒予防使い捨て吸水シート




本製品は日本製です



感染予防

1人1枚、使い捨てで安心



転倒予防

裏面にスリップ防止加工あり



安全×感染 両方の対策をサポートします。

感染予防


使い捨てのため、交差感染のリスクが低減されます。血液などによる汚染にも迅速に対処できます。



転倒予防


■滑り止めラミネート加工

シートの裏面に滑り止め加工が施されており、院内の滑りやすい場所での転倒のリスクを低減させます。また、ラミネート加工により裏面に浸透しないため床面を汚しません。



■クレープ加工


シートの表面に、縦に起伏の大きなクレープ加工が施されており、足離れをよくしています。



使い勝手

専用のホルダーにより、場所をとることなくシートを収納いただけます。病棟ナースステーション、浴室脱衣所などの手すりにかけてご使用ください。

※専用ホルダーは別売品です



用途例

■病棟の浴室の脱衣所

滑り止め加工が施されたシートで転倒予防に繋がります。また、使い捨てのため交差感染の予防に繋がります。

■病棟の離床センサーの下

ベッドサイドにある離床センサーの下に敷くことで立ち上がる際の転倒予防に繋がります。

■検診台の足元

検診台、体重計、昇降台などの床に置くと、感染物の吸水や足の疾患部分からの感染予防に繋がります。

【製品情報】

品番	品名	規格	包装単位	JANコード
0327	ディスポークリンシート 50枚入り	360×550mm	10袋/箱	4996607009750
0328	ディスポークリンシートホルダー	S字フック2個付	1セット	4996607009804

法第二条第四項適用外

販売元



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



代理店

●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

TO210401-2512-05-300-11