

Face-Cradle

腹臥位用ヘッドサポート

高さと長さを調節できる
腹臥位用ヘッドサポート



腹臥位手術でのフィッティングと視認性を追求した

ヘッドサポート

セットアップについて

クッションは開封してすぐに使えます。



2ピースに分かれたクッションで
前額部、顎部をサポートします。

患者の頭のサイズや体位に合わせて
ベースの高さ、長さを調整できます。

ミラー付きの開放的な構造によって
患者の顔が視認しやすくなっています。

- クッションはシングルユース、ミラーとベースは繰り返しご使用いただけます。
- 気管にアクセスしやすく、操作のための十分なスペースを確保できます。
- ラテックスフリー素材を使用しています。



Face-Cradle

Face-Cradle® システムは、ミラー、ベースおよびクッションで構成されています。

ミラー



リユース可能

ベース



リユース可能

クッション



シングルユース

品番	商品名	重量	調節範囲	材 質	梱包単位
10-52001	フェイスクレードル ミラー	488g	—	ポリカーボネート	1枚/箱
10-52002	フェイスクレードル ベース	785g	高さ: 約26mm 長さ: 約40mm	ポリカーボネート/ ステンレススチール(金属部)	1台/箱
10-52003	フェイスクレードル クッション	242g	—	ポリウレタンフォーム	1セット/箱

一般的名称: 手術台アクセサリ 販売名: フェイスクレードル 医療機器届出番号: 27B1X00040000195 クラスI

販売元



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-1951(代)・FAX 06-6222-1950

東京支店: TEL 03-5363-8460・FAX 03-5363-8465

大阪支店: TEL 06-6222-1957・FAX 06-6222-3760

福岡支店: TEL 092-451-2459・FAX 092-451-2419



代理店

製造販売元



<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751(代)・FAX 06-6222-3750

●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

M140203-2602-9-500-7