


体温モニタリング製品カタログ



Temperature Monitoring Product

General-Purpose Probes
Esophageal Stethoscopes Probes
Tympanic Probes
Adult Skin Temperature Probes
Interface Cables




体温モニタリング製品

温度測定範囲
25~45℃

温度測定精度
±0.2℃

ゼネラルセンサ

- 鼻咽頭、直腸、食道と幅広く使用できるゼネラルパーパスタイプ
- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み
- ソフトタイプとレギュラータイプのラインナップ
ソフトタイプ：9Fr
レギュラータイプ：9Fr、12Fr
- 挿入の深さを示すデプスマークを5cmごとにマーキング



81-020409

食道用センサ (聴診兼用)

- 先端カフが食道組織にフィット
- コネクタに聴診器を接続することで心音・呼吸音をモニタリング
- ソフトなPVC製
- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み



81-050418



鼓膜用センサ

- 外耳道へ挿入して鼓膜温を測定
- イヤーピース付き
- ラテックス不使用
- 未滅菌



81-090400

体表用センサ

- 体表面に接着して体表温を測定
- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み



81-010400

インターフェースケーブル

- コネクタ形状：YSI400シリーズ/Philips対応2ピンと互換性のある機器で使用可能
- ケーブルの長さは3.6m
- ラテックス不使用
- 未滅菌



81-1010HP



81-101400


体温モニタリング製品

温度測定範囲
25~45℃

温度測定精度
±0.5℃

温度モニターカテーテル(鼻咽頭温/直腸温用)

- ラテックス不使用
- EOG滅菌済み



10-15610

ブランド	品番	品名	規格	包装単位	薬事番号
DeRoyal	81-02S409	ゼネラルセンサ	9Fr ソフト	50本/箱	※1
	81-020409	ゼネラルセンサ	9Fr レギュラー	50本/箱	※1
	81-020412	ゼネラルセンサ	12Fr レギュラー	50本/箱	※1
	81-050412	食道用センサ(聴診兼用)	12Fr	25本/箱	※1
	81-050418	食道用センサ(聴診兼用)	18Fr	25本/箱	※1
	81-090400	鼓膜用センサ		25本/箱	※2
	81-010400	体表用センサ		25本/箱	※2
	81-101400	インターフェースケーブル YS1400用	3.6m	1本/袋	※4
NOVAMED	10-15610	温度モニターカテーテル(鼻咽頭温/直腸温用)	10Fr	40本/箱	※3
	11-CA-401-20	温度モニター計(延長ケーブル) ※受注発注品	6.0m/2pin	1本/袋	※4
	11-CA-402-20	温度モニター計(延長ケーブル) ※受注発注品	6.0m	1本/袋	※4

※1 一般的名称：人体開口部単回使用体温計プローブ 販売名：DeRoyal 温度プローブ 医療機器認証番号：302AFBZX00081000 クラスII

※2 一般的名称：単回使用体温計プローブ 販売名：DeRoyal 温度センサ 医療機器届出番号：27B1X00002000033 クラスI
製造販売元：株式会社インターメドジャパン

※3 一般的名称：人体開口部単回使用体温計プローブ 販売名：温度モニターカテーテル 医療機器承認番号：20100BZY00111000 クラスII
製造販売元：株式会社ジェイエスエス

※4 法第二条第四項適用外

販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店：TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店：TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店：TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。