




Regional Anesthesia

 株式会社 インターメド ジャパン


# SonoBlock II SonoPlex<sup>®</sup> II

NERVE BLOCKS | Single-Shot Needles

SonoBlock II



SonoPlex<sup>®</sup> II



**PAJUNK<sup>®</sup>**  
Real People. Real Care.




### コーナーストーン

針先端 20mm に 360° の  
反射加工が施されています。



### ナノラインコーティング

超薄型絶縁コーティングにより、低出力  
で精密な電気刺激が可能です。\*




### カラーコードによるサイズ識別


ニードルハブがサイズによって  
色分けされ、識別が容易です。

\*Wegner, J. et al. (2022, March 02). Dual Guidance in Regional Anesthesia - Influence of Needle Electrode Configuration on Stimulation Success at Sciatic nerve. A Randomized, Controlled Pilot Trial. medRxiv.

針先端角度が鈍角(30度)な **Facet tip** と鋭角(20度)な **Facet S tip** からお好みに応じて選べます。



Facet tip



Facet S tip

品名	品番	規格	包装単位
ソノブロックII ファセット	001260-74	22G x 50mm	10本/箱
ソノブロックII ファセット	001260-71	22G x 80mm	10本/箱
ソノブロックII ファセット	001260-77	21G x 100mm	10本/箱
ソノブレックスII ファセット	001265-74	22G x 50mm	10本/箱
ソノブレックスII ファセット	001265-71	22G x 80mm	10本/箱
ソノブレックスII ファセット	001265-77	21G x 100mm	10本/箱
ソノブレックスII ファセットS	001267-74	22G x 50mm	10本/箱
ソノブレックスII ファセットS	001267-71	22G x 80mm	10本/箱
ソノブレックスII ファセットS	001267-77	21G x 100mm	10本/箱

一般的名称:麻酔用滅菌済み穿刺針 販売名:パユンク 神経ブロック針 医療機器承認番号:22200BZX00905000 クラスIII

製造販売元

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

販売元

**株式会社 インターメド ジャパン**

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社:〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F  
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店:TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店:TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店:TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



代理店