

feellife®

The Third Way of Dosing



AirICU®

Acute Care-Aerosol Drug Delivery




株式会社 インターメド ジャパン

AirICU[®]

Acute Care-Aerosol Drug Delivery

AirICU[®]はネブライゼーション療法を実施するための機器であり、ネブライゼーション療法のために薬剤を供給することを目的としています。

振動メッシュネブライザを採用しており、効率的なネブライゼーションを実現します。霧化粒子は微細で均一に生成され、薬剤の残量にも配慮した設計となっており、吸入効率の向上が期待されます。



Core Technology-Air 360[®] in AirICU[®] Breath Sensing Technology


患者の呼吸パターンの違いに配慮したソフトウェアアルゴリズムを採用。センサーモジュール搭載のAirICU[®]は、クリティカルケアソリューションにおける噴霧効率の改善に貢献します。

Core Technology-AiMesh® in AirICU®

AiMesh®

耐腐食性と耐温度性能。1～5 μ mのエアロゾル粒子を生成。


ネブライザにはAiMesh®ポリマーネブライザダイアフラムが内蔵されており、幅広い柔軟なアクセサリと組み合わせることで、クリティカルケア向けの包括的なネブライゼーションソリューションを提供します。



呼吸回路との接続例



呼吸回路への接続例(吸気側)



薬液カップ+エアフローセンサの
呼吸回路への接続例(吸気側)

加温加湿器との接続例



加温加湿器の機械側(ドライサイド)への接続例

	品 名	品 番	規 格	包装単位	薬事 番号
	エアICU プラス+	AI00101	—	1セット	※1
	薬液カップ	AI00201	—	5個/箱	※1
	薬液カップ ネジタイプ	AI00202	ネジタイプ	5個/箱	※1
	エアフローセンサ	AI00301	ID/OD22mm	5個/箱	※1
	USBケーブル	AI00302	Yタイプ	1本	※2
	充電用USBケーブル タイプC	AI00303	—	1本	※2
	ブラケット	AI00304	—	1個	※2
	成人用Tコネクタ	AI00305	22mm	5個/箱	※1
	小児用Tコネクタ	AI00306	15mm	5個/箱	※1
	新生児用Tコネクタ	AI00307	10mm	5個/箱	※1
	新生児用Tコネクタ	AI00308	12mm	5個/箱	※1
	小児用アダプタ	AI00309	15mm ｽﾀｲﾌﾟ	10個/箱	※1
	小児用アダプタ	AI00310	15mm ｽﾀｲﾌﾟ	10個/箱	※1
	ベントエルボ	AI00311	—	10個/箱	※1
	マスクエルボ	AI00312	—	10個/箱	※1
	センサーアダプタ	AI00313	—	10個/箱	※1
	シリンジ	AI00314	60mL	1個	※1
	シリンジ用チューブ	AI00315	—	1個	※1
	医療用ACアダプタ	AI00316	—	1個	※2
	USBケーブル	AI00317	リニアタイプ	1本	※2

セット内容 (AI00101): エアICU プラス+, 薬液カップ×2, 薬液カップ ネジタイプ×1, 充電用USBケーブル タイプC, USBケーブル リニアタイプ, ブラケット, 成人用Tコネクタ×1, 医療用ACアダプタ

※1 一般的名称: 単回使用呼吸回路用コネクタ 販売名: AirICUプラス 医療機器認証番号: 308AFBZX00037000 クラスII
 ※2 法第二条第四項適用外

製造販売元

代理店



株式会社 インターメド ジャパン

<https://www.intermedjp.co.jp/>

本 社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL (06) 6222-1951 (代) ・ FAX (06) 6222-1950

東京支店 TEL (03) 5363-8460 ・ FAX (03) 5363-8465

大阪支店 TEL (06) 6222-1957 ・ FAX (06) 6222-3760

福岡支店 TEL (092) 451-2459 ・ FAX (092) 451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
 ●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。
 ●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

FL260615-2609-2-2000-9